

PNEUMATIC WALKER

Produkte-Info



1

Indikation

- Achillessehnen-Rupturen postoperativ oder konservativ
- Malleolarfrakturen Typ Weber A, B postoperativ oder konservativ
- Bei neuropathischen Ulcera

1 Achillessehnen-Keil 100°/110°/120°

Eigenschaften

- Individuell einstellbarer Luftdruck in den Luftkammern
- Rascher Oedemabbau
- Patient schwitzt nicht / luftdurchlässig
- Leicht im Gewicht
- Einfache Handhabung
- Anatomisch korrektes Abrollen
- Im Gegensatz zur Gips-Behandlung muss der Patient nicht antikoaguliert werden
- Latexfrei

2



2 Diabetiker mit Plastazote Fussbettung

Der Pneumatik Walker ist in folgenden Grössen erhältlich:

- Pediatric
- Small
- Medium
- Large

Hauptgeschäft

ORTHO-TEAM AG
Effingerstrasse 37
CH-3008 Bern
Fon 031 388 89 89
Fax 031 382 34 81

Filialen

Bälliz 55
CH-3600 Thun
Fon 033 222 30 55
Fax 033 222 30 26

Hammerstrasse 12
CH-4058 Basel
Fon 061 691 62 70
Fax 061 693 15 52

Aarauerstrasse 42
CH-5734 Reinach AG
Fon 062 772 36 60
Fax 062 772 36 61

Forchstrasse 313
CH-8008 Zürich
Fon 044 422 46 22
Fax 044 422 46 30

Oberer Graben 28
CH-8400 Winterthur
Fon 052 209 01 90
Fax 052 209 01 91

www.ortho-team.ch
info@ortho-team.ch