

CLIC CLAC

ELASTISCHER RÜCKENGÜRTEL

Indikation

Der ClicClac-Rückengürtel ist ein ärztlich empfohlener Halte-Stützgürtel. Er wurde entwickelt für Patienten, die an Rückenschmerzen oder Haltungsschäden der Wirbelsäule leiden; ihnen verleiht ClicClac den nötigen Halt zur Stützung der Wirbelsäule ohne die Beweglichkeit zu behindern (Wirkung gegen den Muskelschwund). ClicClac, der bequeme Haltegürtel, hat sich auch bestens während der Schwangerschaft zur aktiven Entlastung der Wirbelsäule bewährt. ClicClac ist geeignet für Patienten, die an Übergewicht leiden oder eine Bauchoperation hinter sich haben.

Eigenschaften

Der ClicClac-Gürtel besteht aus einem Verbindungsgewebe von Baumwollstoff und reinem Rhenaporgummi. Es lässt dank seiner elastischen Beschaffenheit jeder Bewegung freien Lauf. Die eingearbeiteten, flexiblen Stützstäbchen können keinerlei Druckstellen verursachen, da sie bestens gepolstert sind. Der Velcro-Verschluss an der Vorderseite des ClicClac-Rückengürtels ist sehr handlich; er ist stufenlos verstellbar, womit er sich jeder Gewichtsänderung anpassen lässt.

Handhabung

1. Es ist sehr wichtig, dass Sie den ClicClac-Rückengürtel straff anziehen; dadurch erreicht der Gürtel seine optimale Stütz-Leistung.
2. Wenn Sie ein leichtes, dünnes Unterhemd tragen, verlängern Sie die Lebensdauer des ClicClac-Gürtels.

Pflege / Reinigung

Der ClicClac-Gürtel kann gewaschen werden; von Hand oder wie Wolle bei 30 Grad. Nach dem Waschen nicht auf Heizkörper oder an die Sonne legen!

Grössen

- Small: Hüftumfang = 85–95 cm
Medium: Hüftumfang = 95–105 cm
Large: Hüftumfang = 105–115 cm